



**Lowmoor Business Park, Kirkby-in-Ashfield,
Nottingham, NG17 7JZ, England**
Tel: +44 (0) 1623 751500
Fax: +44 (0) 871 264 8238
Email: info@advancis.co.uk
Web: www.advancis.co.uk

Activon Tube™

Miele Activon in tubo da 25g

Descrizione del prodotto
Miele Manuka puro sterile in tubo, efficace contro un ampio spettro di batteri. Mantiene un ambiente umido per la cicatrizzazione della ferita, rimuove efficacemente l'escara e sbriglia le ferite. Riduce efficacemente gli odori associati alle ferite maleodoranti.

Indicazioni
Può essere usato per tutti i tipi di ferite, comprese le ferite superficiali, a spessore parziale o totale, con escara, necrotiche (per es. ulcere da pressione, ulcere alla gamba, ferite chirurgiche, ustioni, siti di innesto, tumori fungosi).

Istruzioni per l'uso
Può essere applicata direttamente sulla ferita oppure utilizzata con altre medicazioni Activon. Per l'applicazione, svitare il tappo e premere il tubo distribuendo il prodotto su tutta l'area della ferita, riavvitare il tappo e riporre il tubo. Per aumentare il carico di altre medicazioni Activon applicare sulla medicazione prima di applicare la medicazione sulla ferita. Coprire con una medicazione secondaria di elezione.

Frequenza di cambio
A seconda dei livelli di essudato della ferita, dell'eventuale presenza di fluido interstiziale circostante, di edema e del protocollo di medicazione, Activon può essere lasciata in posizione fino a 7 giorni. Può essere necessaria una successiva applicazione nel caso in cui venga assorbita o diluita dall'essudato della ferita. Per mantenere un livello efficace, riapplicare quando necessario. Per il suo colore naturale, Activon è generalmente visibile su una ferita; la modifica del colore può essere un indice di diluizione di Activon. Per eliminare l'eccesso di Activon (per es. per l'esame della ferita) irrigare la ferita con soluzione salina.

Controindicazioni
Il prodotto contiene glucosio. Monitorare i livelli dei pazienti affetti da diabete. Non utilizzare in caso di allergia al veleno delle api. Si può manifestare dolore in fase di applicazione; in base alla sensibilità della ferita può essere necessaria la somministrazione di un livello appropriato di analgesico. Se il dolore persiste senza diminuire, sospendere l'uso e irrigare la ferita con soluzione salina.

Smaltimento
Smaltire come rifiuti clinici.

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Miel Activon en tubo de 25g

Descripción del producto
Pura miel de manuka pur y estéril en tubo; eficaz contra un amplio espectro de bacterias. Mantiene un entorno húmedo para la curación de la herida y desbrida / retira costras de heridas de forma eficaz. Reduce eficazmente los olores asociados a las heridas malolientes.

Indicaciones
Puede utilizarse en todo tipo de heridas, por ejemplo, heridas superficiales, heridas de grosor parcial o completo, heridas con costras, heridas necróticas, p. ej. úlceras de presión, úlceras en las piernas, heridas quirúrgicas, quemaduras, injertos y úlceras neoplásicas.

Instrucciones de uso
Puede colocarse directamente encima de la herida o utilizarse en combinación con otros apósitos Activon. Para aplicar, gire el tapón para retirarlo y apriete el tubo, asegurándose de que se cubra la zona de la herida. Volver a poner el tapón y eliminar el tubo. Para aumentar la carga de otros apósitos Activon, aplicar en el apósito antes de colocarlo en la herida. Cubrir con un apósito secundario de su elección.

Frecuencia de cambio
Según los niveles de exudado de la herida, en función de si existe fluido intersticial alrededor o edemas y del número de capas que se hayan usado, puede dejarse Activon hasta un máximo de 7 días. Deberá volver a llenarse, dado que el exudado de la herida lo absorbe o diluye. Para mantener un nivel eficaz, vuelva a aplicarlo según sea necesario. Debido a su color natural, Activon suele ser visible en la herida; el cambio de color puede indicar la dilución de Activon. Para retirar el exceso de Activon, p. ej. para la inspección de la herida, irrigar la herida con solución salina.

Controindicaciones
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufren de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Eliminación de residuos
Eliminar como residuo clínico.

Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Miel Activon en tubo de 25g

Descripción del producto
Pura miel de Manuka pur y estéril en tube; eficaz contra una grande variété de bactéries. Mantiene un entorno humide para la guérison de la herida y desbrida / retire costras de heridas de forma eficaz. Réduit efficacement les odeurs liées aux plaies nauséabondes.

Indicaciones
Puede être utilisé sur tous les types de plaies, incluant les plaies superficielles, partielles ou profondes, les escarres, les plaies nécrotiques comme les ulcères de pression, les ulcères de jambe, les plaies chirurgicales, les brûlures, les zones greffées et les tumeurs fongueuses.

Instructions de uso
Puede ser aplicado directamente sobre la herida o utilizarse en combinación con otros apósitos Activon. Para aplicar, girar el tapón para retirarlo y apretar el tubo, asegurándose de que cubra la zona de la herida. Volver a poner el tapón y eliminar el tubo. Para aumentar la carga de otros apósitos Activon, aplicar en el apósito antes de colocarlo en la herida. Cubrir con un apósito secundario de su elección.

Frecuencia de cambio
Según el grado de exudado de la herida, en función de si existe líquido intersticial alrededor o edema y del número de capas que se hayan usado, puede dejarse Activon durante un máximo de 7 días. Deberá volver a llenarse, dado que el exudado de la herida lo absorbe o diluye. Para mantener un nivel eficaz, vuelva a aplicarlo según sea necesario. Debido a su color natural, Activon suele ser visible en la herida; el cambio de color puede indicar la dilución de Activon. Para retirar el exceso de Activon, p. ej. para la inspección de la herida, irrigar la herida con solución salina.

Controindicaciones
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufren de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Eliminación de residuos
Eliminar como residuo clínico.

Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Activon honey in a 25g tube

Ürün tanımlaması
Tüpteki saf steril Manuka balı, çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlar ve yaraların etkili bir şekilde soylaması ve debridmanını sağlar. Kötu kokan yaraların kokusunu etkin şekilde azaltır.

Indikasyonlar
Yüzeysel yaralar, kısmi veya tam kalınlıkta yaralar, kabuklu yaralar, nekrotik yaralar, örneğin bası ülserleri, bacak ülserleri, cerrahi yaralar, yanıklar, gref sahaları ve fungating tümörler dahil olmak üzere her tür yarada kullanılabilir.

Kullanım talimatları
Yaraya doğrudan uygulanabilir veya başka Activon sargılarla kullanılır. Uygulamak için çevirerek kapağı açın, yara bölgesinde tamamına uygulayacak şekilde tüp sikin, kapağı geri takın ve tüp atın. Diğer Activon sargıların yükünü artırmak için, sargı yaraya uygulamadan önce sargıya uygulayın. Tercih ettiğiniz ikinci bir sargıla sarın.

Değiştirme sıklığı
Eksüda seviyelerine, çevredeki interstisyal sıvılara, ödem ve sargı rejimine bağlı olarak Activon 7 güne kadar yerde bırakılabilir. Yara eksüdasiyla absorbe edildiğinde veya seyreltiliğinde takviye gerekecektir. Etkili bir seviye korumak için gerekliyinde yeniden uygulayın. Doğal renginden dolayı Activon genellikle yarada belirgindir; renk değişimi être renouvelé à mesure qu'il est absorbé ou dilué par l'exsudat. Pour maintenir une quantité appropriée de miel, réappliquer au besoin. En raison de sa couleur naturelle, Activon est généralement visible dans une plaie; le changement de couleur peut indiquer sa dilution. Pour éliminer le surplus d'Activon, afin d'examiner la plaie par exemple, irriguer la plaie avec une solution saline.

Fréquence de changement
Selon le degré d'excitation, la présence de liquide interstitiel ou d'œdème et les méthodes de pansement, Activon peut demeurer en place jusqu'à 7 jours. Il doit être renouvelé à mesure qu'il est absorbé ou dilué par l'excitation. Pour maintenir une quantité appropriée de miel, réappliquer au besoin. En raison de sa couleur naturelle, Activon est généralement visible dans une plaie; le changement de couleur peut indiquer sa dilution. Pour éliminer le surplus d'Activon, afin d'examiner la plaie par exemple, irriguer la plaie avec une solution saline.

Contraindicaciones
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufren de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Eliminación de residuos
Oda sicaklığında saklayın.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Activon honey in a 25g tube

Description du produit
Miel de Manuka pur et stérile en tube, efficace contre une grande variété de bactéries. Permet de maintenir un environnement humide propice à la guérison, tout en assainissant les herbes de manière efficace. Réduit efficacement les odeurs liées aux plaies nauséabondes.

Indications
Peut être utilisé sur tous les types de plaies, incluant les plaies superficielles, partielles ou profondes, les escarres, les plaies nécrotiques comme les ulcères de pression, les ulcères de jambe, les plaies chirurgicales, les brûlures, les zones greffées et les tumeurs fongueuses.

Instructions de uso
Puede ser aplicado directamente sobre la herida o utilizarse en combinación con otros apósitos Activon. Para aplicar, girar el tapón para retirarlo y apretar el tubo, asegurándose de que cubra la zona de la herida. Volver a poner el tapón y eliminar el tubo. Para aumentar la carga de otros apósitos Activon, aplicar en el apósito antes de colocarlo en la herida. Cubrir con un apósito secundario de su elección.

Fréquence de changement
Según los niveles de exudado de la herida, en función de si existe líquido intersticial alrededor o edema y del número de capas que se hayan usado, puede dejarse Activon durante un máximo de 7 días. Deberá volver a llenarse, dado que el exudado de la herida lo absorbe o diluye. Para mantener un nivel eficaz, vuelva a aplicarlo según sea necesario. Debido a su color natural, Activon suele ser visible en la herida; el cambio de color puede indicar la dilución de Activon. Para retirar el exceso de Activon, p. ej. para la inspección de la herida, irrigar la herida con solución salina.

Contre-indications
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufren de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Eliminación de residuos
Oda sicaklığında saklayın.

Almacenamiento
Ranger à température ambiante.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Activon honey in a 25g tube

Ürün tanımlaması
Tüpteki saf steril Manuka balı, çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlar ve yaraların etkili bir şekilde soylaması ve debridmanını sağlar. Kötu kokan yaraların kokusunu etkin şekilde azaltır.

Indikasyonlar
Yüzeysel yaralar, kısmi veya tam kalınlıkta yaralar, kabuklu yaralar, nekrotik yaralar, örneğin bası ülserleri, bacak ülserleri, cerrahi yaralar, yanıklar, gref sahaları ve fungating tümörler dahil olmak üzere her tür yarada kullanılabilir.

Kullanım talimatları
Yaraya doğrudan uygulanabilir veya başka Activon sargılarla kullanılır. Uygulamak için çevirerek kapağı açın, yara bölgesinde tamamına uygulayacak şekilde tüp sikin, kapağı geri takın ve tüp atın. Diğer Activon sargılarının yükünü artırmak için, sargı yaraya uygulamadan önce sargıya uygulayın. Tercih ettiğiniz ikinci bir sargıla sarın.

Değiştirme sıklığı
Eksüda seviyelerine, çevredeki interstisyal sıvılara, ödem ve sargı rejimine bağlı olarak Activon 7 güne kadar yerde bırakılabilir. Yara eksüdasiyla absorbe edildiğinde veya seyreltiliğinde takviye gerekecektir. Etkili bir seviye korumak için gerekliyinde yeniden uygulayın. Doğal renginden dolayı Activon genellikle yarada belirgindir; renk değişimi être renouvelé à mesure qu'il est absorbé ou dilué par l'excitation. Pour maintenir une quantité appropriée de miel, réappliquer au besoin. En raison de sa couleur naturelle, Activon est généralement visible dans une plaie; le changement de couleur peut indiquer sa dilution. Pour éliminer le surplus d'Activon, afin d'examiner la plaie par exemple, irriguer la plaie avec une solution saline.

Fréquence de changement
Selon le degré d'excitation, la présence de liquide interstitiel ou d'œdème et les méthodes de pansement, Activon peut demeurer en place jusqu'à 7 jours. Il doit être renouvelé à mesure qu'il est absorbé ou dilué par l'excitation. Pour maintenir une quantité appropriée de miel, réappliquer au besoin. En raison de sa couleur naturelle, Activon est généralement visible dans une plaie; le changement de couleur peut indiquer sa dilution. Pour éliminer le surplus d'Activon, afin d'examiner la plaie par exemple, irriguer la plaie avec une solution saline.

Contraindicaciones
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufren de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Eliminación de residuos
Oda sicaklığında saklayın.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Activon honey in a 25g tube

Description du produit
Miel de Manuka pur et stérile en tube, efficace contre une grande variété de bactéries. Permet de maintenir un environnement humide propice à la guérison, tout en assainissant les herbes de manière efficace. Réduit efficacement les odeurs liées aux plaies nauséabondes.

Indications
Peut être utilisé sur tous les types de plaies, incluant les plaies superficielles, partielles ou profondes, les escarres, les plaies nécrotiques comme les ulcères de pression, les ulcères de jambe, les plaies chirurgicales, les brûlures, les zones greffées et les tumeurs fongueuses.

Instructions de uso
Puede ser aplicado directamente sobre la herida o utilizarse en combinación con otros apósitos Activon. Para aplicar, girar el tapón para retirarlo y apretar el tubo, asegurándose de que cubra la zona de la herida. Volver a poner el tapón y eliminar el tubo. Para aumentar la carga de otros apósitos Activon, aplicar en el apósito antes de colocarlo en la herida. Cubrir con un apósito secundario de su elección.

Fréquence de changement
Según los niveles de exudado de la herida, en función de si existe líquido intersticial alrededor o edema y del número de capas que se hayan usado, puede dejarse Activon durante un máximo de 7 días. Deberá volver a llenarse, dado que el exudado de la herida lo absorbe o diluye. Para mantener un nivel eficaz, vuelva a aplicarlo según sea necesario. Debido a su color natural, Activon suele ser visible en la herida; el cambio de color puede indicar la dilución de Activon. Para retirar el exceso de Activon, p. ej. para la inspección de la herida, irrigar la herida con solución salina.

Contre-indications
Este producto contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufren de diabetes. No deben utilizarlo las personas alérgicas al veneno de abeja. Puede notarse dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Eliminación de residuos
Oda sicaklığında saklayın.

Almacenamiento
Ranger à température ambiante.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Oktober 2014

Activon Tube™

Activon honey in a 25g tube

