

Leukotape® classic

Die unelastische Klebebinde für funktionelle Verbände mit hoher Klebkraft

Produkt

Die funktionelle Verbandstechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz.

Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.

Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.



Anwendung

- für funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken.
- starre Gelenkimmobilisierung
- Sportverletzungen (Zerrungen und Verstauchungen)

Anwendungsdauer

Kurzzeitig bis zu mehreren Tagen



Bestell-Nr.	Farbe	Abmessung	BE/VE	PZN
Einzelrolle in Faltschachtel				
0220400	weiß	10 m x 2,00 cm	5/105	00499695
0220600	weiß	10 m x 3,75 cm	5/90	00499726
0220700	weiß	10 m x 5,00 cm	5/45	00499732
7618500	blau	10 m x 3,75 cm	5/90	00689453
7618700	rot	10 m x 3,75 cm	5/90	00689476
7618800	gelb	10 m x 3,75 cm	5/90	00689499
7618600	grün	10 m x 3,75 cm	5/90	00689482
0238000	schwarz	10 m x 3,75 cm	5/90	00885949
Einzelrolle lose im Karton				
0119100	weiß	10 m x 2,00 cm	12/72	00499755
0220500	weiß	10 m x 3,75 cm	12/120	00499749
0931800	blau	10 m x 3,75 cm	12/120	00689507
0931700	rot	10 m x 3,75 cm	12/120	00689513
0926300	gelb	10 m x 3,75 cm	12/120	00689536
0931900	grün	10 m x 3,75 cm	12/120	00689542
0238100	schwarz	10 m x 3,75 cm	12/48	00886162