

Cellacare® Genu

Aktivbandage für das Kniegelenk



Anwendungsbereiche

- funktionelle Behandlung von posttraumatischen und postoperativen Beschwerden am Knie
- femoropatellares Schmerzsyndrom
- Myo- und Tendopathien
- Bandinstabilität
- Gelenkerguss und Schwellung bei aktivierter Arthrose und Arthritis
- Kontusionen, Bandläsionen, Verletzungsprävention

Eigenschaften

- gute Passform durch anatomische Ausformung im Kniegelenk
- hohe Dehnfähigkeit des Gestricks auch in Längsrichtung, sorgt für guten Sitz bei Bewegung und verhindert das Verrutschen der Bandage
- intermittierender Massageeffekt durch eingearbeitete Ringpelotte
- physiologische Druckverteilung
- sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil
- Poplitea-Kissen im Kniekehlenbereich und seitlich versetzte Flachnaht minimieren eine Reizung der Kniekehle
- rechts und links tragbar
- Farbe: blau-schwarz

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elastodien (Naturlatex), Elasthan, Silikon, Polyurethan, Polyester, Aluminium

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- 
- Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: 05.04.01.0057 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genu

einzel in Faltschachtel

Größe	Umfang 1 (Umfang 12 cm von Kniemitte nach unten)	Umfang 2 (Umfang 14 cm von Kniemitte nach oben)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
0	25 - 28	35 - 38	16 849	088 912 0	1 / 36	H
1	28 - 31	38 - 41	16 850	088 914 3	1 / 36	H
2	31 - 34	41 - 44	16 851	088 916 6	1 / 36	H
3	34 - 37	44 - 47	16 852	088 917 2	1 / 36	H
4	37 - 40	47 - 50	16 853	088 918 9	1 / 36	H
5	40 - 43	50 - 53	16 854	088 923 2	1 / 36	H
6	43 - 46	53 - 56	16 855	088 926 1	1 / 36	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15