


### So einfach lässt sich Aspivenin® anwenden:



1. Ruhe bewahren, Ansatz auswählen
2. Kolbenkopf bis zum Anschlag herausziehen
3. Ansatzstück am Einstich auf die Haut aufsetzen
4. Kolben durchdrücken. Gift wird ausgesogen (Dauer: 60 bis 90 Sekunden bei Insektenstichen, drei Minuten und mehr bei Schlangenbissen)
5. Zur Entfernung Kolbenkopf zurückziehen
6. Wunde reinigen, Saugkapsel ausspülen
7. Wichtig: In schweren Fällen, z.B. Allergien, ist das Hinzuziehen ärztlicher Hilfe unentbehrlich.

### So benutzen Sie die Antizeckenkarte:



1. Ruhe bewahren, Antizeckenkarte mit der geeigneten Gabelung flach auf der Haut ansetzen
2. Zecke mit einer ruhigen, gleitenden Bewegung vollständig abstreifen
3. Zecke entsorgen, Wunde desinfizieren
4. In Zweifelsfällen, z.B. Auftreten von Krankheitssymptomen oder in FSME-gefährdeten Regionen, ist ärztlicher Rat unentbehrlich.



### Lieferumfang

Unterdruckpumpe mit 4 Aufsätzen, robuste Kunststoffbox, Maße 12,2 x 8,2 x 3,4 cm, Gewicht 80 g, 1 antiseptischer Alkoholtupfer.

**Bei Lieferung als Set** zuzügl. 1 Antizeckenkarte

### Für Reisende

**Dokumentationen** und **Verhaltenstipps** zu den verschiedenen **Gift-Attacken** finden Sie als Download bei [www.themamed.de/download](http://www.themamed.de/download)

### Weitere Informationen

Info-Hotline **08 21/58 97 97 55**

Internet **[www.aspivenin.info](http://www.aspivenin.info)**

E-Mail **[info@themamed.de](mailto:info@themamed.de)**

bei Ihrem Arzt oder Apotheker

**PZN 0843715** (Aspivenin® einzeln)

**PZN 1033734** (Set Aspivenin® PLUS Zeckenkarte)

**themamed**

Ihre Gesundheit ist unser Thema

# Aspivenin® PLUS Zeckenkarte

Unterdruck-Minipumpe zur Soforthilfe bei Stichen und Bissen im Set mit Zeckentferner



## Stiche und Bisse – unterschätzte Gefahr!

Das Erste-Hilfe-Set **Aspivenin® PLUS Zeckenkarte** bietet den kompletten Rundumschutz für alle Aktivitäten im Freien. **Beide Soforthilfemittel sind unbegrenzt wieder verwendbar und eignen sich damit besonders für die Haus- und Reiseapotheke sowie für Allergiker.**

Unfälle mit giftigen **Insekten**, Schlangen und ähnlichen Tieren können glimpflich ablaufen, sehr **schmerzhaft** sein oder sogar **lebensbedrohlich** werden. Nämlich dann, wenn es zu **schockartigen Überreaktionen** des körpereigenen Abwehrsystems kommt. Die Antwort auf diese Bedrohung ist ebenso einfach wie genial: das **Gift mit Unterdruck aus dem Körper heraus zu saugen**, bevor es seine gefährliche Wirkung entfaltet.



**Zeckenstiche** erfordern besondere Maßnahmen: Wird eine Zecke zusammengedrückt, abgedreht oder auf andere Weise irritiert, erhöht sich das Risiko, sich mit **Krankheitserregern** zu infizieren und **ernsthafte Folgeerkrankungen** davonzutragen. Achten Sie deshalb darauf die Zecke **schonend** und **ohne Gewalt** abzustreifen.

## Aspivenin® PLUS Zeckenkarte

**Aspivenin®** wird direkt nach dem »Angriff« angesetzt und ermöglicht ein schmerzfreies Absaugen des Giftes über ein sofort auf der Haut entstehendes **Vakuum**. Bei Wespen-, Bienen-, Mückenstichen, Ausschlag verursachenden Pflanzen, Fischen, Skorpionen und einer großen Anzahl von Schlangen:

- Verminderung der Giftmenge im Körper
- Vermeidung von Schwellungen und Hautausschlag
- sofortige Schmerzlinderung
- »Entschärfung« von Stress-Situationen.

### Im Set mit der Antizeckenkarte

Der patentierte **Zeckenentferner** im handlichen Scheckkartenformat ermöglicht das sichere Entfernen der gefährlichen Parasiten.

- schonendes Abstreifen ohne Gewaltanwendung
- kinderleichte Handhabung



Von Ärzten und Fachleuten empfohlen für Familien, Outdoor-Fans, Vereine, Freiluft-Arbeiter, Schulen und Kindergärten.



- schnell und effizient
- klein und handlich (ca. 90 g)
- einfachste Bedienung mit nur einer Hand
- stets wieder verwendbar
- für Kinder und Erwachsene
- ideal im Auto, zu Hause und auf Reisen
- geprüfte Sicherheit



### Wissenschaftliche Erkenntnisse

Aspivenin® arbeitet mit einer **Saugkraft** von bis zu 800 Millibar, das entspricht der zehnfachen Saugkraft des Menschen.

Aspivenin® wird **weltweit** eingesetzt, z.B. von der französischen Armee. Die Organisation »**Apotheker ohne Grenzen**« hat Aspivenin® zwei Jahre lang unter härtesten Bedingungen im Amazonas-Gebiet getestet. Resultat: »**Die Aspivenin®-Pumpe ist konkurrenzlos effektiv.**« 97,3% der Testpersonen bestätigten dies.

Aspivenin® ist ein **CE** geprüftes **Medizinprodukt** der Klasse II und wird von der Fachpresse empfohlen.

