

ZEMUKO GEROL BTL 10MX15CM

ZEMUKO Vliesstoff-Kompr.gerollt 15 cmx10 m

PZN: 01144014

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Als Universalkompresse ist die ZEMUKO ZELLSTOFF-VLIESSTOFFKOMPRESSE VON DER ROLLE stets mit der Vliesstofffläche zur Wunde zu applizieren. Sie wird bei stark sezernierenden Wunden und Wunden sonstiger Art angewendet. Die ZEMUKO ZELLSTOFF-VLIESSTOFF-KOMPRESSE VON DER ROLLE eignet sich gut für Salbenverbände und feuchte Verbände oder als zusätzliche Sauglage zum Hinterlegen. Praktisch zu verwenden zum Polstern oder auch zum Auslegen von Instrumentenschalen.

Zusammensetzung

Die ZEMUKO ZELLSTOFF-VLIESSTOFF-KOMPRESSE VON DERROLLE besteht aus: Zellstoff Polyester Viskose Dispersionskleber Die ZEMUKO® ZELLSTOFF-VLIESSTOFF-KOMPRESSE VON DERROLLE besteht aus 2 Schichten: 15 Lagen Zellstoff die miteinander punktförmig verprägt sind und eine Lage Vliesstoff aus Viskose und Polyester die mechanisch ohne Binder verfestigt ist. Der Verbund beider Schichten wird durch Verklebung mit einem porös aufgetragenen Dispersionskleber erreicht.