

ZEMUKO NAHTL GER SPEN10X10

ZEMUKO Kompr.nahtlos gerollt 10 cmx10 m

PZN: 01144095

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Die ZEMUKO NAHTLOS KOMPRESSE ist eine gut hautverträgliche Universalkompresse. Sie wird zusätzlich angewendet als saugende Schicht bei der Behandlung stark sezernierenden Wunden Wunden sonstiger Art und Salbenverbänden; sie eignet sich auch für feuchte Verbände zum Polstern oder auch zum Auslegen von Instrumentenschalen.

Zusammensetzung

Die ZEMUKO NAHTLOS KOMPRESSE besteht aus: Zellstoff Baumwolle Viskose 15 Lagen Zellstoff werden von einer Schlauchbinde aus Baumwolle (Kette) und Viskose (Schuss) allseitig umhüllt.