



ManuTrain®

Aktivbandage zur Unterstützung des Handgelenks.

Hilfsmittelnummer:
05.07.02.0035

Indikationen

- Arthrose
- Posttraumatisch
- Tendovaginitis

Merkmale

- Train® Gestrickkonzept: besonders dehnbar, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabführend für eine wirksame Kompression und exzellenten Tragekomfort.
- ManuTrain® ist eine Aktivbandage zur Stabilisierung des Handgelenks.
- Sie ist eine anatomisch formgestrickte Zweizugbandage.
- Indikationsgerechte Funktionseinstellung der Hand durch anpassbaren Innenhandstab.
- Ein zusätzliches Klettband ermöglicht die Fixierung des Innenhandstabes.

Wirkweise

- Stabilisierung und Aktivierung des Handgelenks durch gleichmäßige zirkuläre Kompression des Traingestricks.
- Druckentlastung von Nerven und Gefäßen durch Pfeilerpelotten.
- Stärkere Entlastung des Handgelenks in Verbindung mit Innenhandstab und Klettband.



Pfeilerpelotten zur Druckentlastung der Nerven und Gefäße am Handgelenk

Farben

