

TG GRIP 12CMX10M GR G

TG GRIP Stütz Schlauchverband G 12 cmx10 m

PZN: 01309432

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

tg® grip Dauerelastischer Schlauchverband ist für Stütz- und Fixierverbände mit leichter Kompression bestimmt.

Zusammensetzung

tg® grip Dauerelastischer Schlauchverband besteht aus: Baumwollgarn (ungebleicht) Naturlatex-Fäden die mit Polyamid umspinnen sind