

GAZIN VERBAND 2X20MX10CM8F

GAZIN Verbandmull 10 cmx40 m 8fach

PZN: 01913932

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

GAZIN® Verbandmull wird zur Wundreinigung zur Wundabdeckung zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten und als Träger für Salben etc. verwendet.

Zusammensetzung

GAZIN® Verbandmull 8fach gerollt bestehen aus: 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle nach DIN EN 14079