

Verba®

Der postoperative Stützverband mit flächenhafter Druckverteilung

Charakteristik

Postoperativer Stützverband, 25 cm breit, mit Klettverschluss; Längselastizität und Querstabilität gewährleisten eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die Atmung wird nicht behindert; sicherer Sitz ohne Wulst- und Faltenbildung; einfaches Anlegen und durch Klettverschluss leichtes Auswechseln der Wundauflagen; Farbstreifen als Größenkennzeichnung; hautverträglich, luftdurchlässig und kochfest.



Anwendung

Zur postoperativen Versorgung nach Thorax- und Abdomenoperationen, zur Entlastung der Wunden, zur Verhinderung von Narbenbrüchen und zur Frühmobilisation des Patienten.



Die dauerelastische Bandage Verba ist zeitsparend und ohne Belastungen für Patienten und Pflegepersonal anzulegen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	Hilfsm.-Nr. PZN	Vers.-Einh. Packungen
Verba® 65-75 cm Körperumfang			05.11.01.0034	
Gr. 1; schwarz*	1 Stück	932 531	1981690	15
Verba® 75-85 cm Körperumfang			05.11.01.0034	
Gr. 2; gelb*	1 Stück	932 532	1981709	15
Verba® 85-95 cm Körperumfang			05.11.01.0034	
Gr. 3; grün*	1 Stück	932 533	1981715	15
Verba® 95-105 cm Körperumfang			05.11.01.0034	
Gr. 4; rot*	1 Stück	932 534	1981721	15
Verba® 105-115 cm Körperumfang			05.11.01.0034	
Gr. 5; hellblau*	1 Stück	932 535	1981738	15

* Farbstreifen zur Größenkennzeichnung