

JODOTAMP 5MX8CM 50MG/G

JODOTAMP 50 mg/g 8 cmx5 m Tamponaden

PZN: 02145837

Inhalt: 1 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

Zweckbestimmung

Der sterile Tamponadestreifen aus Baumwolle ist mit 50 mg/g Jodoform imprägniert. Er dient zur Tamponade und Drainage von Körperhöhlen, Fisteln und Wundtaschen nach chirurgischer Infektsanierung.

Zusammensetzung

Baumwolle, Jodoform, Paraffinum liquidum