

CELLONA GIPSBIN 2MX8CM

CELLONA Gipsbinden 8 cmx2 m

PZN: 03150792

Inhalt: 2X5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

CELLONA® Gipsbinden sind zur Herstellung von ruhigstellenden Verbänden an Körperteilen nach Verletzungen und Frakturen bestimmt.

Zusammensetzung

Die CELLONA® Gipsbinde besteht aus: Verbandmull aus Baumwolle alpha- und beta-Calciumsulfat-Hemihydrat