

Grassolind®

Die Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus weitmaschigem, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, die durch ihren reichhaltigen Auftrag auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen wird; leicht zuschneidbar; wirken auch in der Langzeitanwendung weder sensibilisierend noch allergisierend.

Die Salbenmasse enthält: weißes Vaseline, Diglycerolester von Mono- und Dicarbonsäuren, synthetisches Wachs.



Anwendung

Zur allgemeinen Wundbehandlung, insbesondere zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, z. B. für großflächige Schürf- oder Risswunden sowie Verbrennungen oder Verbrühungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen, Phimoseoperationen usw.; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren der Spalthauttransplantate; ideal auch in der Dermatologie sowie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten.



Die Salbenkomresse Grassolind hält Wundränder und Wundflächen geschmeidig und schützt die Wunde vor dem Austrocknen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Grassolind® steril, einzeln eingeseigelt				
5x5 cm	10 Stück	499 310	3245618	20
5x5 cm	50 Stück	499 350	3245647	10
7,5x10 cm	10 Stück	499 313	3245624	12
7,5x10 cm	50 Stück	499 353	3245653	10
10x10 cm	10 Stück	499 314	3245630	12
10x10 cm	50 Stück	499 354	3245699	4
10x20 cm	30 Stück	499 336	3245676	10
Grassolind® steril, in Dose				
17x24 cm	30 Stück	499 460	3245682	4