

## **OPRACLEAN MULLB Z T 2CMX5M**

### **OPRACLEAN Mullbinde z.Tampon.m.Jodoform 2 cmx5 m**

PZN: 04436906

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Die OPRACLEAN® Mullbinde zur Tamponade wird zur antiseptischen Tamponade und Drainage von Wundtaschen nach chirurgischer Infektsanierung von Abszessen Fisteln Geschwüren und von Körperhöhlen eingesetzt. Angaben zur Dosierung Art und Dauer der Anwendung sind der aktuellen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

#### **Zusammensetzung**

Die OPRACLEAN® Mullbinde zur Tamponade besteht aus: Baumwolle Iodoform à 23 mg/100 cm<sup>2</sup>  
Paraffinum liquidum