

Cutisoft®

Die weiche Vlieskomresse zur Versorgung empfindlicher Wunden.

Produkt

Druck- und schmerzempfindliche Wunden wie z.B. Verbrennungen oder Abschürfungen benötigen eine sehr weiche Wundauflage. In diesen Fällen sind Cutisoft® Vlieskompressen häufig eine Alternative zur Standardversorgung. Sie sind für Anwender und Patienten wesentlich komfortabler als herkömmliche Mullkompressen.

Cutisoft® Vlieskompressen stehen in 3 Abmessungen in steriler und unsteriler Ausführung zur Auswahl. Sie sind atmungsaktiv, angenehm weich und besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden, z.B. durch Verbrennungen, geeignet. Cutisoft® Vlieskompressen weisen eine hohe Flüssigkeitsaufnahme auf und verkleben weniger mit der Wunde.

Zur Wundversorgung bei Kanülen und Drainagen können Cutisoft® Schlitz-Vlieskompressen eingesetzt werden.



Das Vlies aus 70 % Viskose und 30 % Polyester hat eine hohe Aufnahme-kapazität.



*Hohe Exsudat-aufnahme,
geringes
Verklebungsrisiko*

Cutisoft® Vlieskompressen bestehen aus 70 % Viskose und 30 % Polyester.

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Anwendungsgebiete

Cutisoft® Vlieskompressen eignen sich besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden wie Abschürfungen und Brandwunden.

Anwendungsdauer: kurzfristig, einen bis mehrere Tage

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Cutisoft® Vlieskompressen			
steril (Karton mit 50 x 2 Stück)			
4584700	5,0 cm x 5,0 cm	1/20	4894879
4584800	7,5 cm x 7,5 cm	1/16	4894885
4584900	10,0 cm x 10,0 cm	1/12	4894891
unsteril (Packung mit 100 Stück)			
4584400	5,0 cm x 5,0 cm	1/70	4894833
4584500	7,5 cm x 7,5 cm	1/40	4894856
4584600	10,0 cm x 10,0 cm	1/30	4894862
Cutisoft® Schlitz-Vlieskompressen			
steril (zu 2 Stück eingesiegelt)			
7119400	5,0 cm x 5,0 cm	1/20	7585848

