

URGOK2 K SYST 8CM KU25-32

URGOK2 Kompr.Syst.8cm Knöchelumf.25-32cm

PZN: 05381863

Inhalt: 6 St

Hersteller: Urgo GmbH

Zweckbestimmung

Zum Komprimieren von venösen Unterschenkelgeschwüren, venösen Ödemen und Lymphödemen, die eine starke Kompression erfordern

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Polyamid, Elasthan, Polyacryl, Naturkautschuklatex