

MEPILEX BORDER 15X20CM

MEPILEX Border Schaumverband 15x20 cm

PZN: 06136427

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

Zweckbestimmung

Die Verbände sind für eine Vielzahl v. exsudierender Wunden, wie z.B. Bein- u. Fußgeschwüre (Ulcus cruris) u. Druckgeschwüre (Dekubitus), sowie für traumatische u. sekundär heilende Wunden geeignet u. können auch zum Schutz geschädigter u. verletzlicher Haut eingesetzt werden. Für mittel bis stark exsudierende Wunden.

Zusammensetzung

Selbshaftender Schaumverband mit Safetac Technologie, steril, 1 Verband enth.: Polyurethan, Vliesstoff, Zellstoff, Silikon.