

ALLEVYN ADH 7.5X7.5CM HAFT

ALLEVYN Adhesive 7,5x7,5 cm haftende Wundauflage

PZN: 07388941

Inhalt: 10 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

Zweckbestimmung

Bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden wie Dekubitalulzera, Unterschenkelulzera, Ulzera bei diabetischem Fuß, infizierten Wunden, malignen Wunden, Operationswunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Transplantationswunden, Hautrissen und exulzerierenden Wunden

Zusammensetzung

Hydrozellulärer Schaumverband aus Polyurethan mit einem hypoallergenem Kleber beschichtet