

ADAPTIC DIGIT ZEHENV L 2.8

ADAPTIC DIGIT Zehenverband 2,8 cm large

PZN: 08410708

Inhalt: 10 St

Hersteller: 3M Healthcare Germany GmbH

Zweckbestimmung

Indiziert für leichte bis schwere Finger- und Zehenverletzungen

Zusammensetzung

Fingerverband / Zehenverband aus gestricktem Celluloseacetatgewebe mit einer silikonbeschichtung, umgeben von einem Schaluchverband