

COMFEEL P F W 10X10CM 3110

COMFEEL Plus flexibler Wundverb.10x10 cm 3110

PZN: 08482091

Inhalt: 10 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

Zweckbestimmung

Hydrokolloidverband - für ein breites Spektrum an schwach bis mittelstark exsudierenden Wunden indiziert - für chronische Wunden wie z. B. Ulcus cruris und Dekubitus sowie akute Wunden wie z. B. oberflächliche Verbrennungen, oberflächliche Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Hautabschürfungen indiziert - kann je nach den spezifischen Wundeigenschaften bis zu 7 Tage lang getragen werden - ist als Primär- und Sekundärverband einsetzbar - ist mit einem Gitternetz zur Wundinspektion und Anzeige von Veränderungen ausgestattet

Zusammensetzung

Besteht aus Feuchtigkeit absorbierenden Partikeln von Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC), die in eine synthetische, elastische und klebende Masse eingebettet sind - Um die Absorptionsfähigkeit zu erhöhen, wurde dem Verband Calciumalginat zugesetzt - Der Topfilm besteht aus einer semipermeablen Polyurethanfolie - enthält kein Pektin, keine bekannten Allergene wie Latex oder Kolophonium und keine tierischen Erzeugnisse wie Gelatine