

ZETUVIT 20X40CM STERIL

ZETUVIT Saugkompressen steril 20x40 cm

PZN: 09178685

Inhalt: 5 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

Zweckbestimmung

Sterile, hochsaugfähige Kommpresse mit seidenweicher Vliesumhüllung - Versorgung von exsudierenden, akuten oder chronischen Wunden -zum Abpolstern von Wunden

Zusammensetzung

Hydrophiler Vliesstoff PA/Viskose - Hydrophile Zellulose-Flocken - Hydrophile Zellulose - Hydrophobes Vlies PP