

MEPILEX BORD AG 7X7.5CM

MEPILEX Border Ag Schaumverb.7x7,5 cm steril

PZN: 09330621

Inhalt: 5 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

Zweckbestimmung

Steriler, selbsthaftender, antimikrobieller, hoch absorbierender und silikonbeschichteter Polyurethanschaumverband - für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden wie Bein- und Fußgeschwüre, Dekubitus, maligne Wunden, Verbrennungen zweiten Grades, traumatische und chirurgische Wunden geeignet, bei denen die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, Exsudatmanagement, sanfte Fixierung und antimikrobielle Wirksamkeit angezeigt sind - Durch die Freisetzung von Silberionen werden wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten bis zu 7 Tagen effektiv inaktiviert - Integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes