

VLIWASORB AD 15CMX25CM ST

VLIWASORB adhesive superabso.Komp.sk.st.15x25 cm

PZN: 09888458

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Vliwasorb® adhesive superabsorbierender Wundverband selbstklebend eignet sich zur Versorgung stark exsudierender Wunden wie z. B. Druckgeschwüren arteriellen Geschwüren venösen Unterschenkelgeschwüren diabetischen Geschwüren post-operativ sekundärheilenden Wunden Laparotomiewunden auf Fisteln sowie oberflächlichen Verbrennungen 2. Grades.

Zusammensetzung

Vliwasorb® adhesive Superabsorbierender Wundverband setzt sich wie folgt zusammen:
Trägerschicht weiße PU-Membran und Acrylatkleber Wundkissen bestehend aus: Wäscheschutz: Polypropylen hydrophob Saugkern: Zellulose mit eingebettetem Superabsorber(Natriumpolyacrylat)
Verteilvlies: Polypropylenfasern hydrophil Wundkontaktschicht: perforierte Polyethylenfolie
Schmelzkleber auf Basis synthetischer Rohstoffe, Abdeckpapier: einseitig mit PE beschichtetes auf der PE-Seite silikonisiertes Kraftpapier