

ONE TOUCH SELECT PLUS BZ

ONE TOUCH Select Plus Blutzucker Teststreifen

PZN: 10963219

Inhalt: 50 St

Hersteller: LifeScan Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

Für die quantitative Messeung der Glukose (Zucker) in frischem Kapillarvollblut aus der Fingerbeere.

Zusammensetzung

Glukose-Oxidas, Ferricyanid, andere Inhaltsstoffe (Puffer u.a.). Das Teststreifenröhrchen enthält ein Trockenmittel.