

OMNIPOR 5CM X 9.2M

OMNIPOR Fixierpflaster Vlies 5 cmx9,2 m

PZN: 11163449

Inhalt: 1 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Omnipor® ist zur Fixierung jeglicher Form von Wundauflagen (z. B. Wundtupfer, herkömmlicher Mull, usw.) Kanülen, Sonden, Kathetern, Bandagen usw. bei Patienten mit empfindlicher Haut indiziert.

Zusammensetzung

Trägermaterial aus Vliesstoff. Transparenter, hypoallergener, synthetischer Kautschuk-Kleber. Spule aus Polystyrol