

AQUACEL AG+ EXTRA 10X10CM

AQUACEL Ag+ Extra 10x10 cm Kompressen

PZN: 11367519

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

AQUACEL AG+ EXTRA verbesserte Hydrofiber Wundauflage mit Silberionen und Verstärkungsfasern ist zur Behnadlung von: - Wunden, als Barriere vor dem Eindringen von Bakterien zur Reduktion von Infektionen - Infizierte Wunden oder Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko - Diabetische Fussulcera, Beinulcera (Ulcera aufgrund venöser Stase, arterielle Ulzerationen und Ulzerationen gemischter Ätiologie) und Dekubitus - operative Wunden - traumatische Wunden - zur Blutung neigende Wunden, wie mechanisch oder chirurgisch debridierte Wunden - onkologische Wunden mit Exsudat wie exulzierende Tumore, kutane Metastasen, Kaposi-sarkom und Angiosarkom - Wunden bei denen Bakterien eine vermutete Ursache von (oder ein Faktor bei der) Chronifizierung/Stagnation der Wundheilung sind.

Zusammensetzung

AQUACEL AG+ EXTRA verbesserte Hydrofiber Wundauflage mit Silberionen und Verstärkungsfasern ist eine weiche, sterile Wundauflage aus zwei Lagen Natriumcarboxymethylcellulose mit 1,2% Silberionen (antimikrobieller Wirkstoff), erweitert mit Ethylendiamintetraacetat (EDTA) und Benzethoniumchlorid (BeCl), und verstärkt mit regenerierten Zellulose Fasern.