

ATRAUMAN SILICONE ST 5X7

ATRAUMAN Silicone steril 5x7 cm Kompressen

PZN: 11666067

Inhalt: 10 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Atrauman Silicone ist eine Wundkontaktschicht für die Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen, leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden aller Art Kombination mit dem Vivano Unterdruckwundtherapiesystem, insbesondere in Bereichen in denen Organe und andere sensible Strukturen vorkommen Verwendung als eine Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und auf Stellen mit empfindlicher Haut

Zusammensetzung

Wundkontaktschicht bestehend aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikongel (basierend auf Polydimethylsiloxan) beidseitig beschichtet ist.