

SCHUTZAUFLAGE 80X210CM

SCHUTZAUFLAGE 80x210 cm Zellulose

PZN: 11683982

Inhalt: 25 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

Zweckbestimmung

Die Schutzauflage aus Zellulose ist mit einer transparenten Kunststoffbeschichtung versehen, die flüssigkeitsundurchlässig ist. Sie dient als Schutz vor Verschmutzung von Tragen, Liegen oder Betten.

Zusammensetzung

Zellulose, Polyethylen