

BIATAIN SILIC SCH 10X10CM

BIATAIN Silicone Schaumverband 10x10 cm

PZN: 12458980

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

Zweckbestimmung

Für ein breites Spektrum exsudierender Wunden, wie Ulcus cruris, Dekubitus u. Dekubitalulcera sowie nicht infizierte diabet. Fußulcera u. Hautentnahmestellen indiziert. Kann auch bei postoperativen Wunden u. Hautabschürfungen eingesetzt werden. Eignet sich auch bei Pat. in Behandl. von lokaler od. systemischer Infektion. Kann mit einer Kompressionsther. kombiniert werden. Kann zusammen mit Purilon-Gel für ein effektives autolytisches Débridement nekrotischen Gewebes eingesetzt werden. Kann bei d. indizierten Wundarten während d. gesamten Wundheilungsprozesses eingesetzt werden, um sie zusätzlich zu schützen.

Zusammensetzung

Sterile Schaumstoff-Wundauflage aus Polyurethan für d. Wundheilung im feuchten Milieu. Verband besteht aus: einer perforierten Wundkontaktschicht aus Weichsilikon, einer absorbierenden Polyurethanschaumschicht, einem Depot mit Superabsorbern, einem äußeren, dampfdurchlässigen, bakterien- u. wasserdichten Folienüberzug.