

# **AQUACEL AG+ EXTRA 10X10CM**

## **AQUACEL Ag+ Extra 10x10 cm Kompressen**

PZN: 12494131

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

### **Zweckbestimmung**

AQUACEL Ag+ EXTRA verbesserte Hydrofiber Wundauflage mit Silberionen und Verstärkungsfasern kann eingesetzt werden wie in der Gebrauchsanweisung angegeben, zur Behandlung von: Wunden, als Barriere vor dem Eindringen von Bakterien zur Reduktion von Infektionen. Infizierte Wunden oder Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko. Diabetische Fußulcera, Beinulcera (Ulcera aufgrund venöser Stase, arterielle Ulzerationen und Ulzerationen gemischter Ätiologie) und Dekubitus. operative Wunden. traumatische Wunden. zur Blutung neigende Wunden, wie mechanisch oder chirurgisch debridierte Wunden. onkologische Wunden mit Exsudat wie exulzierende Tumore, kutane Metastasen, Kaposi-Sarkom und Angiosarkom. Wunden bei denen Bakterien eine vermutete Ursache von (oder ein Faktor bei der) Chronifizierung/Stagnation der Wundheilung sind.

### **Zusammensetzung**

AQUACEL Ag+ EXTRA verbesserte Hydrofiber Wundauflage mit Silberionen und Verstärkungsfasern ist eine weiche, sterile Wundauflage aus zwei Lagen Natriumcarboxymethylcellulose mit 1,2% Silberionen (antimikrobieller Wirkstoff), erweitert mit Ethylendiamintetraacetat (EDTA) und Benzethoniumchlorid (BeCl), und verstärkt mit regenerierten Zellulose Fasern.