

DAUERBINDE FEIN 6CMX7M

DAUERBINDE fein 6 cmx7 m

PZN: 12592282

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Zur Ruhigstellung von Körperteilen zur Fixierung von Verbanden zur Kompression.

Zusammensetzung

Die Dauerbinde® F setzt sich wie folgt zusammen: Baumwolle 63% Polyamid 28% Elasthan 9%. Die Bindenden sind durch ein Thermotransferetikett fixiert. Thermotransferetikett: Silikon Polyurethanlack UV-Lackschicht Farbpigmente und Adhäsivschicht aus Copolyamiden und Binder.