

TEGADERM SIL F B FK S15X17

TEGADERM Silicone Foam Border FK 15x17cm Sak.90647

PZN: 13229158

Inhalt: 1X10 St

Hersteller: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

Der 3M Tegaderm SilikonSchaumverband Border ist ein absorptionsfähiger, atmungsaktiver Wundverband. Der Verband besteht aus einer anschmiegsamen Polyurethanschaumaufgabe, absorptionsfähigen Vliesschichten, einem wasserdichten und atmungsaktiven Film und einer hautfreundlichen Silikonbeschichtung. Der Tegaderm SilikonSchaumverband Border kann im Rahmen einer umfassenden Prävention von Druckulzera dazu beitragen, Schädigungen der Haut zu vermeiden. Der Verband kann angehoben und neu positioniert werden, um so eine Beurteilung der Haut zu ermöglichen. Der Tegaderm SilikonSchaumverband Border kann für schwach bis stark exsudierende, oberflächliche und tiefe Wunden, wie zum Beispiel Druckulzera, venöse Beinulzera, neuropathische Ulzera, arterielle Ulzera, Platzwunden, chirurgische Wunden, oberflächliche Verbrennungen bis zweiten Grades und Spalthautentnahmestellen verwendet werden. Dieser Verband ist auch bei empfindlicher Haut und in Verbindung mit einer Kompressionstherapie geeignet.

Zusammensetzung

Polyurethan Foam, Plastic Liner, Rayon/Polyacrylate/Polyester Pad, Silicone Adhesive, Acrylate Adhesives, Polyurethan Films, Printed Paper Carrier, Buffering Agent