

BIATAIN SCHAUMV NH 5X7CM

BIATAIN Schaumverband 5x7 cm nicht haftend

PZN: 13331796

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

Zweckbestimmung

Biatain® nicht-haftend kann bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden eingesetzt werden, insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, nicht infiziertem diabetischem Fußsyndrom, Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen. Biatain® nicht-haftend kann auch unter Kompressionstherapie eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Biatain® nicht-haftend ist ein weicher und anpassungsfähiger Polyurethan-Schaumverband mit einem semipermeablen, bakterien- und wasserabweisenden Topfilm.