

AQUACEL FOAM ADH FE14X19.8

AQUACEL Foam adhäsiv Ferse 14x19,8 cm Verband

PZN: 16664914

Inhalt: 5 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

Zweckbestimmung

Bei akuten und chronischen Wunden wie Druckgeschwüre, diabetische Geschwüre, Unterschenkelgeschwüre, Operationswunden, Spalthautentnahmestellen, Verbrennungen zweiten Grades, Schnitt- und Risswunden, Hautabschürfungen, Lazerationen, onkologische Wunden z.B. exulzerierenden Hauttumore, Hautmetastasen und Kaposi-Sarkome

Zusammensetzung

Sanft haftender hydrophiler Schaumverband aus Polyurethan mit einem Wundkissen aus Natrium-Carboxymethylzellulose